

Gel vaginal con ácido láctico Gynofit

Gynofit ha sido elaborado en estrecha colaboración con ginecólogos con el objeto de eliminar cualquier irritación en el ámbito vaginal.

¿Por qué se producen las irritaciones?

Las irritaciones se deben en su mayoría a alteraciones de la flora vaginal a raíz de la utilización de jabones, sprays íntimos, tampones o, también, debido a hemorragias menstruales fuertes.

¿De qué tipo son las irritaciones?

Picores, escozores, secreciones más intensas, olores, malestar relacionado con el perineo, etc.

¿Cómo actúa el gel con ácido láctico?

Gynofit aúna los efectos del glicógeno y del ácido láctico con miras a reducir el pH. Gracias a estos dos componentes, además de a su pH fisiológico, Gynofit contribuye a reestablecer el equilibrio natural de la flora vaginal y a aliviar picores y molestias.

¿Cómo se aplica Gynofit?

Gynofit es un gel que se introduce por la noche en la vagina en posición acostada. Cada tubo contiene una dosis de aplicación. El gel se introduce en la vagina directamente mediante el aplicador sellado con forma especial. Extraer el aplicador del envoltorio sellado.


A continuación

1. Agitar el tubo para que el contenido se deslice hacia la punta.

2. Rompa girando la punta del tubo.

3. Introduzca el aplicador en la vagina.

4. Presione totalmente para que el contenido llegue a la vagina.



Se recomienda la aplicación por la noche.

Puede utilizarse según necesidad.

Gynofit no debe utilizarse como contraceptivo y no contiene ningún tipo de agentes espermicidas

Si las molestias no cesan después de una aplicación conforme a las instrucciones, consulte a su médico o farmacéutico.

No utilizar el gel con ácido láctico Gynofit en caso de alergia a alguno de los agentes activos.

Composición (según INCI):

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methyl cellulose, Sodii um Lactate, Lactic Acid, Glycogen, P-Anisic Acid, Levulinic Acid, Sodium Hydroxide

El gel con ácido láctico Gynofit no contiene conservantes.

Sin perfume.

Mantener fuera del alcance de los niños a temperatura ambiental (15-25°C).

Observación:

Puede darse el caso de que sienta un ligero escozor durante la aplicación del gel con ácido láctico Gynofit (sobre todo, durante las primeras aplicaciones). Este escozor desaparece rápidamente. Si el escozor fuera muy intenso (observado en escasas ocasiones) consulte con su médico. Comunique a su médico si está utilizando otros productos, también aquellos adquiridos por usted misma.

Si padece usted de sequedad en las mucosas vaginales, le recomendamos el gel hidratante vaginal Gynofit, disponible en envases con 6 o 12 dosis individuales.

Tanto el Gel con ácido láctico Gynofit como el Gel hidratante vaginal Gynofit son productos medicinales.

Disponible en farmacias sin receta médica.

Para la higiene íntima diaria recomendamos las Lociones limpiadoras Gynofit con o sin perfume:

- contiene ácido láctico
- fortalece la función protectora natural de la flora vaginal
- otorga una sensación de frescura durante todo el día
- composición extra suave
- 1 sin perfume – también para pieles irritadas o sensibles
- 2 con perfume para más frescor durante todo el día
- sin jabón ni conservantes
- contiene clorhexidina con efecto antimicrobiano
- favorece el equilibrio del pH en la zona íntima



Distribución:

Esencialuz S.L.
Avda. De los Albañiles 11
11140 Conil – Cádiz
Tel. 956 441 473
Fax 956 443 867
www.gynofit.es